

curea medical

Innovation with Care



**Curea, hét absorberend
wondverband dat zelfs
presteert onder druk!**

Beste wondprofessional,

Wist u dat van alle slecht genezende wonden 60% is toe te schrijven aan Ulcus Cruris venosum? Ulcus Cruris venosum is een moeilijk genezende wond met een niet-intacte huid en blootliggend weefsel.

Ulcus Cruris kan een enorme impact hebben op het dagelijks leven van de patiënt en de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Naast pijnklachten en kans op wondinfectie kan de wond de mobiliteit beperken en een onaangename geur verspreiden.

In veel gevallen ontstaat er oedeemvorming bij patiënten met Ulcus Cruris venosum. Meestal wordt compressietherapie ingezet om dit te behandelen.

Bij deze behandeling is het belangrijk dat het verband het wondexsudaat opneemt en vasthoudt. Hiermee wordt maceratie voorkomen.



De kracht van Curea

De Curea-producten bevatten een unieke SuperCore® absorberende kern. Deze zorgt voor reiniging van de wond door schadelijke bacteriën, overtollig wond-exsudaat en zelfs bloed gelijkmatig te verspreiden in het verband en in te sluiten. Dat remt ongewenste groei van bacteriën.


Door effectieve retentie in het verband blijft het wondexsudaat ingesloten. Zelfs bij toepassing van letterlijke druk, zoals bij compressietherapie.

Kortom: Ulcus Cruris? Kies **Curea!**



> Dankzij Curea kan opa Henk gezellig een dagje uit met zijn kleinkinderen zonder zijn wondverband te hoeven verwisselen

Optimaal resultaat voor uw patiënten!




Stap voor stap naar volledige wondgenezing

Curea-wondverbanden zijn gebaseerd op het principe van een vochtig wondmilieu welke de wondgenezing bevordert. Het resultaat is complete wondsluiting.

De combinatie van hoge absorptiecapaciteit, zonder retentie en gelijkmatige verspreiding in het verband beperken het aantal verbandwissels.

Dat is niet alleen prettig voor de patiënt, het werkt ook kostenbesparend.



Curea P1 exsudatiefase

Curea P1 SuperCore® wondverband,
ondersteuning bij de exsudatiefase



Minder verbandwissels door hoog
absorptievermogen



Geen drukplekken, door gelijkmatige
verdeling wondexsudaat



Bevordert wondreiniging, zelfs van sterk
exsuderende en geïnfecteerde wonden

➤ Dankzij Curea kunnen patiënten met
open wonden weer vooruit kijken!

Curea P1 DUO active

Curea P1 DUO active, combinatie van SuperCore® kern met actieve koolstoflaag

Alle voordelen van de P1 en daarnaast:




Specifiek inzetbaar bij zeer sterk geurende wonden, zoals oncologische wonden of sterk geïnfecteerde wonden




Reiniging en geurneutralisatie in één product!



Hoog absorptievermogen aan beide zijden



➤ **Curea P1 duo active: reiniging van de wond én neutralisatie van de geur.**



Curea P2 granulatiefase

Curea P2 SuperCore® wondverband, ondersteuning bij de granulatiefase

P₁₊₂ Sluit aan bij het resultaat na behandeling met Curea P1



Voorkomt verkleven aan de wond, dankzij de driedimensionale wondcontactlaag die het nieuwe granulatieweefsel beschermt



Zacht voor de wondranden vanwege huid- en wond-vriendelijk materiaal

SuperCore® technologie

De SuperCore® kern is gemaakt van sterk absorberend op cellulose gebaseerd materiaal. Een kern die vrij is van niet-absorberende componenten zoals kleef- en bindmiddel. Hierdoor heeft het **30% meer absorberend vermogen** dan conventionele absorberende kernen.

Waarom Curea?



Toepasbaar in combinatie met compressietherapie



Minimaal risico op maceratie van de wondranden



Bevordert wondgenezing doordat het een vochtig wondklimaat creëert



Binding MRSA en MMP bacteriën*



Minimaliseert geurvorming, dus meer comfort voor úw patiënt




Minder pijn en verbandwisselingen voor de patiënt

* Getest door Universitair Medisch Centrum Göttingen (Dld)

Assortimentsoverzicht

Maatvoering	Artikelnr.	Z-index nr.
Curea P1 SuperCore® wondverband		
7,5 x 7,5 cm	P1-075075-10	15641007
10 x 10 cm	P1-100100-10	15641031
drain 12 x 12 cm	P1-100100D-25	15741346
10 x 20 cm	P1-100200-10	15641074
10 x 30 cm	P1-100300-10	15641104
20 x 20 cm	P1-200200-10	15641139
20 x 30 cm	P1-200300-10	15641163
Curea P1 SuperCore® wondverband met border		
16 x 16 cm	P1B-160160-10	15943178
15 x 25 cm	P1B-150250-10	15943151
Curea P1 SuperCore® wondverband DUO active		
10 x 10 cm	C1DUO-100100-10	16341465
10 x 20 cm	C1DUO-100200-10	16341511
20 x 20 cm	C1DUO-200200-10	16851374
20 x 30 cm	C1DUO-200300-10	16851366
Curea P2 SuperCore® wondverband		
11 x 11 cm	P2-110110-10	15773132
10 x 20 cm	P2-100200-10	15773167
20 x 20 cm	P2-200200-10	15773191
20 x 30 cm	P2-200300-10	15773221



Van Heek Medical

Van Heek Medical is uw deskundige partner in kwalitatief hoogwaardige producten voor wond-, continëntie-, diabetes- en acute (EHBO en BHV)-zorg. Naast Curea, heeft u keuze uit een uitgebreid assortiment aan medische producten, waaronder ook producten van onze eigen merken Decifera, Heka, Hekamed, Hekura en Betica.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten of hoe deze te bestellen? Onze adviseurs helpen u graag verder.

T +31 88 220 88 22

E info@vanheek.com



HEKA 

DECIFERA 

 **curea medical**
Innovation with Care

VERIFORTE 
med

Omdat elke wond totale aandacht verdient

VAN HEEK MEDICAL

Onderdeel van Mosadex Groep



Macroweg 10 | 5804 CL Venray | **T** +31 88 220 88 22

E info@vanheek.com | www.vanheek.com