

In cm

9

8

7

6

5

4

3

2

HEKURA

Hekura externe katheter

Stap 1:

Meet de omtrek op het breedste gedeelte van de penis.

Stap 2:

Meet de lengte van de penis en kijk voor de juiste productvariant op de achterzijde.

Stap 3:

Geef de juiste maat en variant door aan jouw zorgverlener, apotheek of medisch specialzaak.

24mm

28mm

31mm

40mm

35mm

Externe katheters

Variant advies



Standard

bij een penislengte van
minimaal 8cm



Specific

bij een penislengte van
4,5cm tot 8cm



Plus

bij een penislengte zoals
Standard, met extra lange
kleefzone

56453 - 07-2020

Kijk voor meer informatie op
hekura.nl/externekatheters