



Diabeteszorg van Betica

Met aandacht en toewijding gemaakt

Bij Betica gaan we voor kwaliteit. Kwaliteit van grondstoffen én in het productieproces. Dit betekent dat we alleen hoogwaardige stoffen gebruiken en iedere pennaald mechanisch controleren. Het resultaat? Meer injectiecomfort en een betrouwbare toediening voor u en uw cliënt!



BETICA pennaalden

Betica pennaalden hebben een drievoudig geslepen naaldpunt en een speciale dubbele siliconenlaag voor meer injectiecomfort. De (extra) dunne naaldwand zorgt voor een betere doorstroming van de insuline en een kortere injectieduur. De naalden worden elektrolytisch gepolijst voor een extra gladde canule.

	REF nr	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index	CNK
Steriel	DB3204-2	4mm x 32G ETW	100	50	16816935	4224135
	DB3105-1	5mm x 31G	100	50	16050800	4223061
	DB3106-1	6mm x 31G	100	50	15855910	4223046
	DB3206	6mm x 32G ETW	100	50	16801962	4224051
	DB3108-1	8mm x 31G	100	50	15855929	4457636



BETICA veiligheidspennaalden

Met de Betica veiligheidspennaalden is de zorgprofessional optimaal beschermd tegen prikaccidenten. Betica veiligheidspennaalden zijn voorzien van een dubbele beveiliging. Na de injectie bedekt een cover automatisch de naald aan de voor- en achterzijde. Meer injectiecomfort door het soepel activerende veiligheidsmechanisme. Betica veiligheidspennaalden zijn de enige veiligheidspennaalden waarmee injectie onder een schuine hoek mogelijk is.

	REF nr	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index	CNK
Steriel	DB4104	4mm x 31G	100	12	16965663	4327011
	DB4005	5mm x 30G	100	12	16791258	4224028
	DB4105	5mm x 31G	100	12	16791266	4224036
	DB4008	8mm x 30G	100	12	16791274	4224044



BETICA veiligheidslancetten

Het veiligheidslancet is met één handeling te activeren. Direct na de prik wordt de naald terug in het lancet getrokken. Dit voorkomt prikaccidenten. Een prikpen is niet meer nodig.

	REF nr	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index	CNK
Steriel	DB2301	1,8mm x 23G	100	10	16533518	4223087
	DB3002	1,8mm x 30G	100	10	16533453	4223079





Soins du diabète par Betica

Fabriqué avec attention et dévouement

Chez Betica, nous privilégions la qualité. Qualité des matières premières et du processus de production. Cela signifie que nous n'utilisons que des matériaux de haute qualité et vérifions mécaniquement chaque aiguille de stylo. Le résultat ? Plus de confort d'injection et une administration fiable pour vous et votre client !



BETICA aiguille de stylo injecteur

Les aiguilles Betica sont dotées d'une pointe d'aiguille à triple biseau et d'une double couche de silicone spéciale pour un meilleur confort d'injection. La paroi (extra) fine de l'aiguille assure un meilleur écoulement de l'insuline et un temps d'injection plus court. Les aiguilles sont électro-polies pour une canule extra lisse.

	Référence	dimension	conditionnement	boite d'envoi	CNK
Stérile	DB3204-2	4mm x 32G ETW	100	50	4224135
	DB3105-1	5mm x 31G	100	50	4223061
	DB3106-1	6mm x 31G	100	50	4223046
	DB3206	6mm x 32G ETW	100	50	4224051
	DB3108-1	8mm x 31G	100	50	4457636



BETICA aiguille de sécurité pour stylo injecteur

Avec les aiguilles de sécurité Betica, le professionnel de la santé est protégé de manière optimale contre les Accidents d'Exposition Sanguins par piqûre. Les aiguilles de sécurité Betica bénéficient d'une double sécurité. Après l'injection, un capuchon recouvre automatiquement l'aiguille à l'avant et à l'arrière. Elle offre plus de confort d'injection grâce au mécanisme de sécurité qui s'active en douceur. Les aiguilles de sécurité Betica sont les seules aiguilles de sécurité qui permettent une injection sous un angle oblique.

	Référence	dimension	conditionnement	boite d'envoi	CNK
Stérile	DB4104	4mm x 31G	100	12	4327011
	DB4005	5mm x 30G	100	12	4224028
	DB4105	5mm x 31G	100	12	4224036
	DB4008	8mm x 30G	100	12	4224044



BETICA lancettes de sécurité

La lancette de sécurité Betica est activée en une seule opération. Immédiatement après la ponction, l'aiguille est ramenée dans la lancette. Cela permet d'éviter les Accidents d'Exposition Sanguins par piqûre. Un stylo autopiqueur n'est plus nécessaire.

	Référence	dimension	conditionnement	boite d'envoi	CNK
Stérile	DB2301	1,8mm x 23G	100	10	4223087
	DB3002	1,8mm x 30G	100	10	4223079

