

# Decifera Foam Silicone Border

## Product afbeeldingen





## Korte omschrijving

---

Decifera Foam Silicone Border is een niet verklevend, absorberend schuimverband met een siliconen

wondcontactlaag en PU film op de achterzijde. De Foam Silicone Border draagt bij aan een vochtig wondmilieu bij rode en gele wonden welke wondexsudaat produceren en bevordert zo een optimaal wondgenezingsproces. Het heeft als functie; absorptie, reiniging en bescherming. Overtollig wondexsudaat wordt opgenomen in de kern van de polyurethaan schuimlaag. Door deze absorptie ontstaat er ook een reinigend effect. De geïntegreerde siliconen laag, biedt bescherming door voorkoming van verkleefing van de wond aan het wondverband. Alle formaten zijn beschikbaar in een 5 stuks verpakking.

## Omschrijving

---

Decifera Foam Silicone Border is een niet verklevend, absorberend schuimverband met een siliconen wondcontactlaag en PU film op de achterzijde. De Foam Silicone Border draagt bij aan een vochtig wondmilieu bij rode en gele wonden welke wondexsudaat produceren en bevordert zo een optimaal wondgenezingsproces. Het heeft als functie; absorptie, reiniging en bescherming. Overtollig wondexsudaat wordt opgenomen in de kern van de polyurethaan schuimlaag. Door deze absorptie ontstaat er ook een reinigend effect. De geïntegreerde siliconen laag, biedt bescherming door voorkoming van verkleefing van de wond aan het wondverband. Alle formaten zijn beschikbaar in een 5 stuks verpakking.

## Aditionele informatie

---

Referentienummer	165
Toepassing	Decifera Foam Silicone Border is te gebruiken voor de behandeling van gele en rode licht exsuderende wonden. De siliconen wondcontactlaag aan de wondzijde van het verband voorkomt verkleefing van het verband aan het wondbed. Nieuw gevormd weefsel wordt zo beschermd en de patiënt ervaart geen pijn bij het verwisselen van het verband. De Foam Silicone Border is ook geschikt voor de moeilijk te fixeren wondgebieden. Mag tot 7 dagen blijven zitten, afhankelijk van wondtype. Het verband mag maximaal tot 7 dagen blijven zitten. Klik <a href="#">hier</a> voor de bijsluiter.
Merk	Decifera
Youtube Video Links	<a href="https://youtu.be/qr7ma_f8sPc">https://youtu.be/qr7ma_f8sPc</a>

## Product opties

---

deciferasize:	SW0130, 7,5 x 7,5 cm
	SW0131, 10 x 10 cm
	SW0073, 12,5 x 12,5 cm
	SW0080, 18 x 18 cm, sacrum
	SW0025, 5 x 5 cm, extra thin
	SW0026, 7,5 x 7,5 cm, extra thin
	SW0027, 10 x 10 cm, extra thin