


Betica veiligheidspennaalden

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

Met de Betica veiligheidspennaalden is de zorgprofessional optimaal beschermd tegen prikaccidenten. Betica veiligheidspennaalden zijn voorzien van een dubbele beveiliging. Hiermee worden prikaccidenten voorkomen, doordat na de injectie een cover automatisch de naald aan de cliënt- en de penzijde bedekt. Meer injectiecomfort door het soepel activerende veiligheidsmechanisme. Betica veiligheidspennaalden zijn de enige veiligheidspennaalden waarmee injectie onder een schuine hoek mogelijk is. Geschikt voor de

subcutane toediening van insuline bij de behandeling van diabetes. Universeel en compatible met alle gangbare insulinepennen.

Betica veiligheidspennaalden zijn beschikbaar in vier maatvoeringen:

- 4mm x 31G
- 5mm x 30G
- 5mm x 31G
- 8mm x 30G

Jouw voordelen:

- Dubbele beveiliging
- Betica veiligheidspennaalden zijn de enige pennaalden waarmee injecteren onder elke hoek mogelijk is.
- Meer injectiecomfort door de drievoudig geslepen naaldpunt en de speciale dubbele siliconen laag.
- Minder lekkage en een betere doorstroming van de insuline door de dunne naaldwand.
- Gemakkelijk testen van de naald door de transparante beschermkap.

Klik [hier](#) voor de combineerbaarheid met diverse merken insulinepennen.

Omschrijving

Met de Betica veiligheidspennaalden is de zorgprofessional optimaal beschermd tegen prikaccidenten. Betica veiligheidspennaalden zijn voorzien van een dubbele beveiliging. Hiermee worden prikaccidenten voorkomen, doordat na de injectie een cover automatisch de naald aan de cliënt- en de penzijde bedekt. Meer injectiecomfort door het soepel activerende veiligheidsmechanisme. Betica veiligheidspennaalden zijn de enige veiligheidspennaalden waarmee injectie onder een schuine hoek mogelijk is. Klik [hier](#) voor de combineerbaarheid met diverse merken insulinepennen.

Aditionele informatie

Referentienummer	12345671
Toepassing	<p>De Betica veiligheidspennaalden zijn steriel en geschikt voor éénmalig gebruikt. Voor een juiste injectietechniek en insulinetoediening adviseren wij contact op te nemen met jouw diabetesverpleegkundige of behandelend arts.</p> <p>Voorzorgsmaatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Product mag niet worden gebruikt wanneer de verpakking beschadigd is.• Steriliteit is gegarandeerd zolang de houdbaarheidsdatum niet verlopen is.• Product mag niet worden bewaard in een omgeving met hoge temperatuur, hoge vochtigheidsgraad en/of direct zonlicht.• Lees voor gebruik altijd aandachtig de gebruiksinstructies door voor een juist gebruik.
Merk	Betica

Product opties

beticasize:	DB4005, 5 mm x 30G
	DB4008, 8 mm x 30G
	DB4105, 5 mm x 31G
	DB4104, 4 mm x 31G