




Decifera Foam Silicone Border Sacrum 18 x 18 cm

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

Decifera Foam Silicone Border Sacrum is een niet verklevend, absorberend schuimverband met een siliconen wondcontactlaag en PU film op de achterzijde. De Foam Silicone Border Sacrum draagt bij aan een vochtig wondmilieu bij rode en gele wonden welke wondexsudaat produceren en bevordert zo een optimaal wondgenezingsproces. Het heeft als functie; absorptie, reiniging en bescherming. Overtollig wondexsudaat wordt opgenomen in de kern van de polyurethaan schuimlaag. Door deze absorptie ontstaat er ook een reinigend effect. De geïntegreerde siliconen laag, biedt bescherming door voorkoming van verkleving van de wond aan het wondverband. Alle formaten zijn beschikbaar in een 5 stuks verpakking. De binnenmaat van dit product is 12,4x13,4 cm.

Omschrijving

Decifera Foam Silicone Border Sacrum is een niet verklevend, absorberend schuimverband met een siliconen wondcontactlaag en PU film op de achterzijde. De Foam Silicone Border Sacrum draagt bij aan een vochtig wondmilieu bij rode en gele wonden welke wondexsudaat produceren en bevordert zo een optimaal wondgenezingsproces. Het heeft als functie; absorptie, reiniging en bescherming. Overtollig wondexsudaat wordt opgenomen in de kern van de polyurethaan schuimlaag. Door deze absorptie ontstaat er ook een reinigend effect. De geïntegreerde siliconen laag, biedt bescherming door voorkoming van verkleving van de wond aan het wondverband. Alle formaten zijn beschikbaar in een 5 stuks verpakking.

Aditionele informatie

Artikelnummer	56894
Referentienummer	SW0080
Toepassing	Decifera Foam Silicone Border Sacrum is te gebruiken voor de behandeling van gele en rode licht exsuderende wonden. De siliconen wondcontactlaag aan de wondzijde van het verband voorkomt verkleefing van het verband aan het wondbed. Nieuw gevormd weefsel wordt zo beschermd en de patiënt ervaart geen pijn bij het verwisselen van het verband. De Foam Silicone Border Sacrum is ook geschikt voor de moeilijk te fixeren wondgebieden. Mag tot 7 dagen blijven zitten, afhankelijk van wondtype. Het verband mag maximaal tot 7 dagen blijven zitten. Klik hier voor de bijsluiter.
Maat	Attends Soft 3 Extra (208250)
Merk	Decifera
Afmeting	SW0080, 18 x 18 cm, sacrum
Youtube Video Links	https://youtu.be/qr7ma_f8sPc
Inhoud verpakking	5 stuks
Inhoud overdoos	20 x 5 stuks
ZI-nummer	17018544
CNK code	4395984
AIP ex. btw	€ 81,97

