

First 15 Tourniquet

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

De First15 Tourniquet stelt mensen in staat om een levensbedreigende bloeding te stoppen en de tijd te overbruggen totdat professionele, medische hulpverlening arriveert. De combinatie van eenvoud en het feit dat de tourniquet op volwassenen, kinderen en dieren toepasbaar is onderscheidt deze elastische belt tourniquet zich van andere tourniquets.

Omschrijving

De First15 Tourniquet stelt mensen in staat om een levensbedreigende bloeding te stoppen en de tijd te overbruggen totdat professionele, medische hulpverlening arriveert. De First15 Tourniquet is ontwikkeld en geproduceerd in Nederland en voldoet aan de Medical Device Regulation, is aangemeld en geregistreerd in Eudamed en is CE gemarkeerd.

Aditionele informatie

Artikelnummer	NL-F15-TQ
Referentienummer	56821
Toepassing	Plaats de Tourniquet boven de wond op het bovenbeen of bovenarm, wikkel met kracht de tourniquet rond en zet hem vast door middel van klittenband. Doordat de tourniquet een breedte heeft van 5 cm kan er met mindert druk volledige afsluiting gerealiseerd worden. Dit geeft minder schade aan zenuwen en reduceert tourniquet-pijn. De tourniquet kan met één of twee handen bediend worden.
Maat	Attends Soft 3 Extra (208250)
Merk	Van Heek Medical
Inhoud verpakking	1 stuk
ZI-nummer	99956821