

CUREA P2 SUPERABSORB WONDVERB 5,5X7,5CM ST

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

Steriel, superabsorberend wondverband met cellulose kern en superabsorberende polymeren; matig/zeer sterk vochtafgevende en geïnfecteerde wonden. Reinigt wond, creëert goed wondmilieu, geurreductie. Afm. ****x**cm**

Omschrijving

Curea P1 SuperCore, superabsorberend wondverband; voor de behandeling van matig tot zeer zwaar exsuderende en geïnfecteerde wonden. Het steriel wondverband bestaat uit een toplaag van polyurethaan, die van binnenuit ademt en van buitenaf water- en bacteriedicht is. Een kern van cellulose en superabsorberende polymeren, met een sterk absorptievermogen, dat de wond reinigt en een gebalanceerd wondklimaat creëert. Overtollig vocht wordt langzaam aan de wond onttrokken, waardoor de wond een langere rustfase krijgt om het natuurlijke genezingsproces te bevorderen. De combinatie van sterke en constante absorptiekracht, voorkomt maceratie en zorgt ervoor dat het wondverband lang kan blijven zitten. Het geabsorbeerde vocht wordt samen met de bacteriën in de kern gebonden, waardoor geurvorming wordt tegen gegaan. Verder heeft het verband een wondcontactlaag van polypropyleen, die niet aan de huid verkleeft. Het verband is geschikt in combinatie met compressie en moet gefixeerd worden. Specificatie: •

superabsorberend wondverband • polypropyleen wondcontactlaag • kern van cellulose en superabsorberende polymeren • polyurethaan toplaag • afmeting: **x**cm • steriel Toepassen voor: • ulcus cruris • decubitus • oncologische wond • post-operatieve wond • diabetische voet • fistels

Aditionele informatie

Artikelnummer	57247
Referentienummer	P2-055075-10
Toepassing	Was handen. Reinig wond en huid; droog huid. Neem verband uit verpakking. Breng verband met niet verklevende zijde op wond, zorg voor overlapping. Fixeer met windsel of fixatiepleister. Verband kan 3 dagen in situ blijven.
Inhoud verpakking	10 STUK
ZI-nummer	17403073