

Betica Triple Safety Veiligheidspennaalden

Product afbeeldingen





Korte omschrijving

Met de Betica veiligheidspennaalden is de zorgprofessional optimaal beschermd tegen prikaccidenten. Betica Triple Safety veiligheidspennaalden zijn voorzien van een driedubbele beveiliging. Hiermee worden prikaccidenten voorkomen, doordat na de injectie een cover automatisch de naald aan de cliënt- en de penzijde bedekt. Meer injectiecomfort door het soepel activerende veiligheidsmechanisme. Betica veiligheidspennaalden zijn de enige veiligheidspennaalden waarmee injectie onder een schuine hoek mogelijk is. Geschikt voor de subcutane toediening van insuline bij de behandeling van diabetes. Universeel en compatible met alle gangbare insulinepennen. Betica Triple Safety veiligheidspennaalden zijn beschikbaar in twee maatvoeringen: 5mm x 31G 8mm x 31G Jouw voordelen: ☐ Driedubbele beveiliging ☐ Betica veiligheidspennaalden zijn de enige pennaalden waarmee injecteren onder elke hoek mogelijk is ☐ Meer injectiecomfort door de drievoudig geslepen naaldpunt en de speciale dubbele siliconen laag ☐ Minder lekkage en een betere doorstroming van de insuline door de dunne naaldwand ☐ Gemakkelijk testen van de naald door de transparante beschermkap. Klik hier voor de combineerbaarheid met diverse merken insulinepennen.

Omschrijving

Met de Betica veiligheidspennaalden is de zorgprofessional optimaal beschermd tegen prikaccidenten. Betica veiligheidspennaalden zijn voorzien van een driedubbele beveiliging. Hiermee worden prikaccidenten voorkomen, doordat na de injectie een cover automatisch de naald aan de cliënt- en de penzijde bedekt. Meer injectiecomfort door het soepel activerende veiligheidsmechanisme. Betica veiligheidspennaalden zijn de enige veiligheidspennaalden waarmee injectie onder een schuine hoek mogelijk is. Klik hier voor de combineerbaarheid met diverse merken insulinepennen. Voorzorgsmaatregelen: • Product mag niet worden gebruikt wanneer de verpakking beschadigd is • Steriliteit is gegarandeerd zolang de houdbaarheidsdatum niet verlopen is • Product mag niet worden bewaard in een omgeving met hoge temperatuur, hoge vochtigheidsgraad en/of direct zonlicht • Lees voor gebruik altijd aandachtig de gebruiksinstructies door voor

Aditionele informatie

Referentienummer	.-4
Toepassing	De Betica Triple Safety veiligheidspennaalden zijn steriel en geschikt voor éénmalig gebruikt. Voor een juiste injectietechniek en insulintoediening adviseren wij contact op te nemen met jouw diabetesverpleegkundige of behandelend arts.
Merk	Betica

Product opties

beticasize:	DB5005, 5mm x 31G
	DB5008, 8mm x 31G