



# Heka gemetalliseerde wondkompresen

## Product afbeeldingen



## Korte omschrijving

---

Het Heka Gemetalliseerd wondkompres is een niet-verklevend wondkompres met een hoge absorptiecapaciteit. Het wondkompres is geschikt voor het steriel afdekken van wonden en bescherm je de wond tegen vuil en bacteriën. Dankzij de gladde aluminium laag kleeft het kompres niet aan de wond en is het ook geschikt om brandwonden steriel af te dekken.

- Hoge absorptie
- Verkleeft niet aan de wond
- Steriel per stuk verpakt

## Omschrijving

---

Het Heka Gemetalliseerd wondkompres is een niet-verklevend wondkompres met een hoge absorptiecapaciteit. Het wondkompres is geschikt voor het steriel afdekken van wonden en bescherm je de wond tegen vuil en bacteriën. Dankzij de gladde aluminium laag kleeft het kompres niet aan de wond en is het ook geschikt om brandwonden steriel af te dekken.

- Hoge absorptie
- Verkleeft niet aan de wond
- Steriel per stuk verpakt

## Aditionele informatie

---


Referentienummer	32
Toepassing	Voor het steriel afdekken van (brand)wonden. <b>GEBRUIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maak de wond en de huid rondom de wond goed schoon.</li><li>• Plaats het kompres op de (brand)wond met de aluminiumzijde op de wond.</li><li>• Zet het kompres vast.</li><li>• Vervang het kompres minstens 1 keer per dag.</li><li>• Gebruik de Heka Hechtpleister of een Heka Fixatiewindsel om het kompres vast te zetten.</li></ul>
Merk	Heka
charriere	UZ6130-1, ch 8, 15 cm

---

Afmeting:

OT0320, 8 x 10 cm st

OT0331, 10 x 12 cm st



## Product opties