



C-A-T Tourniquet GEN7

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

Het is van levensreddend belang dat een hevige bloeding zo snel mogelijk wordt gestopt. Met het gebruik van de C-A-T Tourniquet GEN7 kun je een hevige bloeding stoppen. De C-A-T Tourniquet GEN7 is een van de meest gebruikte tourniquet ter wereld en wordt o.a. door nagenoeg alle NAVO landen gebruikt, maar ook de Nederlandse krijgsmacht, arrestatieteams van de politie en verschillende civiele medische diensten zoals ambulancediensten, Spoed Eisende Hulp en MMT's gebruiken deze tourniquet.

Omschrijving

Het is van levensreddend belang dat een hevige bloeding zo snel mogelijk wordt gestopt. Met het gebruik van de C-A-T Tourniquet GEN7 kun je een hevige bloeding stoppen. De C-A-T Tourniquet GEN7 is een van de meest gebruikte tourniquet ter wereld en wordt o.a. door nagenoeg alle NAVO landen gebruikt, maar ook de Nederlandse krijgsmacht, arrestatieteams van de politie en verschillende civiele medische diensten zoals

ambulancediensten, Spoed Eisende Hulp en MMT's gebruiken deze tourniquet.

Aditionele informatie

Referentienummer	172
Toepassing	De tourniquet kan zowel door het slachtoffer zelf, met één hand, als door een hulpverlener, met beide handen, aangelegd worden. Middels deze link treft u een mooie instructievideo aan: https://www.youtube.com/watch?v=PMfEls2LC8c

Product opties

kleur:	C-A-T Tourniquet blauw GEN7
	C-A-T Tourniquet oranje GEN7

