

C-A-T Tourniquet Oranje GEN7

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

Het is van levensreddend belang dat een hevige bloeding zo snel mogelijk wordt gestopt. Met het gebruik van de C-A-T Tourniquet GEN7 kun je een hevige bloeding stoppen. De C-A-T Tourniquet GEN7 is een van de meest gebruikte tourniquet ter wereld en wordt o.a. door nagenoeg alle NAVO landen gebruikt, maar ook de Nederlandse krijgsmacht, arrestatieteams van de politie en verschillende civiele medische diensten zoals ambulancediensten, Spoed Eisende Hulp en MMT's gebruiken deze tourniquet. De oranje tourniquet is voor gebruik in de praktijk. Wilt u trainen in het gebruik van de tourniquet? Gebruik dan de blauwe variant.

Omschrijving

Het is van levensreddend belang dat een hevige bloeding zo snel mogelijk wordt gestopt. Met het gebruik van

de C-A-T Tourniquet GEN7 kun je een hevige bloeding stoppen.

Aditionele informatie

Artikelnummer	30-0023
Referentienummer	55866
Toepassing	De tourniquet kan zowel door het slachtoffer zelf, met één hand, als door een hulpverlener, met beide handen, aangelegd worden. Middels deze link treft u een mooie instructievideo aan: https://www.youtube.com/watch?v=PMfEls2LC8c
Maat	Attends Soft 3 Extra (208250)
Merk	Van Heek Medical
kleur	C-A-T Tourniquet oranje GEN7
Inhoud verpakking	1 stuk
Inhoud overdoos	50 x 1 stuk
ZI-nummer	99955866