

C-A-T Tourniquet Blauw GEN7

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

Het is van levensreddend belang dat een hevige bloeding zo snel mogelijk wordt gestopt. Met het gebruik van de C-A-T Tourniquet GEN7 kun je een hevige bloeding stoppen. De C-A-T Tourniquet GEN7 is een van de meest gebruikte tourniquet ter wereld en wordt o.a. door nagenoeg alle NAVO landen gebruikt, maar ook de Nederlandse krijgsmacht, arrestatieteams van de politie en verschillende civiele medische diensten zoals ambulancediensten, Spoed Eisende Hulp en MMT's gebruiken deze tourniquet. Ondanks dat het vrij eenvoudig is om de tourniquet te gebruiken is het van belang om het gebruik te trainen. Tijdens het meerdere malen gebruiken van een tourniquet verliest het kracht. Deze tourniquets zijn hiermee niet meer geschikt voor gebruik in de praktijk. Daarom bieden wij u speciaal voor trainingsdoeleinden de blauwe trainingstourniquet. Zo kunt u veelvuldig oefenen en niet per ongeluk een gebruikte tourniquet verwarren met een ongebruikte (oranje) tourniquet.

Omschrijving

Het is van levensreddend belang dat een hevige bloeding zo snel mogelijk wordt gestopt. Met het gebruik van de C-A-T Tourniquet GEN7 kun je een hevige bloeding stoppen.

Aditionele informatie

Artikelnummer	30-0033
Referentienummer	55895
Toepassing	De tourniquet kan zowel door het slachtoffer zelf, met één hand, als door een hulpverlener, met beide handen, aangelegd worden. Middels deze link treft u een mooie instructievideo aan: https://www.youtube.com/watch?v=PMfEls2LC8c
Maat	Attends Soft 3 Extra (208250)
Merk	Van Heek Medical
kleur	C-A-T Tourniquet blauw GEN7
Inhoud verpakking	1 stuk
ZI-nummer	99955895