


Betica veiligheidslancetten

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

Betica veiligheidslancetten zijn steriele veiligheidslancetten, die geschikt zijn voor het veilig verkrijgen van een bloedmonster voor onder andere het bepalen van een bloedglucosewaarde bij de behandeling van diabetes. Hiermee worden prikaccidenten voorkomen, doordat direct na het prikken de naald wordt teruggetrokken in de lancet. De veiligheidslancet laat zich eenvoudig met één enkele handeling activeren. Een prikken is niet

meer nodig. Veiligheidslancetten van hoge kwaliteit geproduceerd volgens de nieuwste technologieën.

Betica veiligheidslancetten zijn beschikbaar in twee maatvoeringen:

- 1,8mm x 23G
- 1,8mm x 30G

Uw voordelen:

- Voorkomt prikaccidenten doordat direct na het prikken de naald wordt teruggetrokken in de lancet.
- De veiligheidslancet laat zich eenvoudig met één enkele handeling activeren.
- Prikpen is niet meer nodig.

Omschrijving

Betica veiligheidslancetten zijn steriele veiligheidslancetten, die geschikt zijn voor het veilig verkrijgen van een bloedmonster voor onder andere het bepalen van een bloedglucosewaarde bij de behandeling van diabetes. Hiermee worden prikaccidenten voorkomen, doordat direct na het prikken de naald wordt teruggetrokken in de lancet. De veiligheidslancet laat zich eenvoudig met één enkele handeling activeren.

Aditionele informatie

Referentienummer	174
Toepassing	<p>Toepassing: De Betica veiligheidslancetten zijn steriel en geschikt voor éénmalig gebruik. Voor een juiste techniek voor het verkrijgen van een bloedmonster en het bepalen van een bloedglucosewaarde adviseren wij contact op te nemen met uw diabetesverpleegkundige of behandelend arts.</p> <p>Voorzorgsmaatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Product mag niet worden gebruikt wanneer de verpakking beschadigt is.• Steriliteit is gegarandeerd zolang de THT niet verlopen is.• Product mag niet worden bewaard in een omgeving met hoge temperatuur, hoge vochtigheidsgraad en/of direct zonlicht.• Bewaar Betica veiligheidslancetten in een donkere koele plaats. Vrij van vocht of direct zonlicht.• Lees voor gebruik altijd aandachtig de gebruiksinstructies door voor een juist gebruik.
Merk	Betica

Product opties

beticasize:	DB2301, 1,8 mm x 23G
-------------	----------------------

	DB3002, 1,8 mm x 30G
--	----------------------