




Curea P2 SuperCore® wondverband steriel

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

Ondersteuning bij de granulatiefase - Sluit aan bij het resultaat na behandeling met Curea P1 - Voorkomt verkleving aan de wond, dankzij de driedimensionale wondcontactlaag die het nieuwe granulatieweefsel beschermt - Zorgt voor een vochtig wondmilieu dankzij de ademende en vloeistofdichte achterzijde

Omschrijving

Curea P2 is een verband met een sterk absorberende kern en een niet-verklevende toplaag, die speciaal ontwikkeld is voor de granulatiefase. Hierdoor is verkleving van het wondverband aan het wondoppervlak in de granulatiefase vrijwel uitgesloten. De wondcontactlaag vormt een bescherming voor nieuwe aangemaakte cellen hierdoor ontstaat een snelle wondgenezing. Het verband kan tot maximaal 7 dagen blijven zitten, waardoor minder verbandwisselingen noodzakelijk kunnen zijn.

Aditionele informatie

Referentienummer	28
Toepassing	Curea P2 is geschikt voor de wondbehandeling tijdens de granulatiefase. .
Merk	Curea

Product opties

Afmeting:	P2-100200-10, 10 x 20 cm st
	P2-110110-10, 11 x 11 cm st
	P2-200200-10, 20 x 20 cm st
	P2-200300-10, 20 x 30 cm st

