



## Diabeteszorg van Betica

### Met aandacht en toewijding gemaakt

Bij Betica gaan we voor kwaliteit. Kwaliteit van grondstoffen én in het productieproces. Dit betekent dat we alleen hoogwaardige stoffen gebruiken en iedere pennaald mechanisch controleren. Het resultaat? Meer injectiecomfort en een betrouwbare toediening voor u en uw cliënt!



#### BETICA pennaalden

Betica pennaalden hebben een drievoudig geslepen naaldpunt en een speciale dubbele siliconenlaag voor meer injectiecomfort. De (extra) dunne naaldwand zorgt voor een betere doorstroming van de insuline en een kortere injectieduur. De naalden worden elektrolytisch gepolijst voor een extra gladde canule.

	REF nr	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index
<b>Steriel</b>	DB3204-2	4mm x 32G ETW	100	50	16816935
	DB3105-1	5mm x 31G	100	50	16050800
	DB3106-1	6mm x 31G	100	50	15855910
	DB3206	6mm x 32G ETW	100	50	16801962
	DB3108-1	8mm x 31G	100	50	15855929



#### BETICA veiligheidspennaalden

Met de Betica veiligheidspennaalden is de zorgprofessional optimaal beschermd tegen prikaccidenten. Betica veiligheidspennaalden zijn voorzien van een dubbele beveiliging. Na de injectie bedekt een cover automatisch de naald aan de voor- en achterzijde. Meer injectiecomfort door het soepel activerende veiligheidsmechanisme. Betica veiligheidspennaalden zijn de enige veiligheidspennaalden waarmee injectie onder een schuine hoek mogelijk is.

	REF nr	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index
<b>Steriel</b>	DB4005	5mm x 30G	100	12	16791258
	DB4105	5mm x 31G	100	12	16791266
	DB4008	8mm x 30G	100	12	16791274



#### BETICA veiligheidslancetten

Het veiligheidslancet is met één handeling te activeren. Direct na de prik wordt de naald terug in het lancet getrokken. Dit voorkomt prikaccidenten. Een prikpen is niet meer nodig.

	REF nr	afmeting	inhoud verp.	overdoos	Z-index
<b>Steriel</b>	DB2301	1,8mm x 23G	100	10	16533518
	DB3002	1,8mm x 30G	100	10	16533453